Ablauf der Testung und Aufgabenaufteilung (im schulischen Umfeld)

• Gebrauchsanweisung lesen, graphische Darstellung bzw. Video anschauen, • Testkits (Testkassette, Stäbchen, Röhrchen und Extraktionslösung) bereitstellen,

•für Reinigungstücher

Vorsorge tragen.

Durchführung des Tests

- Nasenabstrich mit Tupferstäbchen vornehmen,
- Tupfer im Röhrchen in Extraktionslösung nach Gebrauchsanweisung schwenken,
- Extraktionslösung auf Testkassette tropfen,
- Ergebnis ablesen.

Testergebnis auswerten

- Wartezeit von 5 bis 15
 Minuten einhalten,
- •Kontrolllinie (C) und der Testlinie (T) beobachten:
- •Strich nur bei C = negativ,
- •Strich nur bei T: ungültig,
- Wiederholung des Tests bei Ungültigkeit, zweifach ungültige Tests machen einen PCR-Test notwendig,
- Strich bei C und T: positiv.

Vorgehen bei positivem Testergebnis

- Testperson mit FFP-2 Maske oder medizinischem Mund-Nasen-Schutz ausstatten und isolieren,
- bei Minderjährigen durch die Schule die Personensorgeberechtigen informieren,
- die betroffene Person auf direktem Weg in die häusliche Isolation schicken,
- positives Testergebnis durch die Schulleitung an das örtliche Gesundheitsamt melden sowie seitens der Personensorgeberechtigten eine PCR-Testung veranlassen.
- Kopie der Bescheinigung über das positive Testergebnisse an Schülerin bzw. Schüler zur Vorlage bei PCR-Testung geben.



Vorbereitung

Durchführung

Auswertung

Weiteres Verfahren im positiven Fall



Testperson desinfiziert Hände.

Nimmt Maske ab, führt den Test selbstständig durch, setzt Maske auf und entsorgt den Müll in den Mülleimer.

Wertet das Ergebnis aus.

(ungültiges Ergebnis hat eine Wiederholung zur Folge; bei zweimal ungültigem Test wird ein angeleiteter Schnelltest bzw. ein PCR-Test notwendig).

Geht in einen gesonderten Raum, setzt eine FFP-2-Maske oder einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz auf und begibt sich in die häusliche Isolation, unterzieht sich einem PCR-Test.



Weist in die Testdurchführung ein.

Lüftet den Raum.



Erfasst die statistischen Daten, desinfiziert den Tisch. Wertet den Test aus.

Informiert im positiven Fall die betroffene Person auf geeignetem Weg sowie die Schulleitung. Die Bekanntgabe des Ergebnisses des Selbsttests erfolgt gegenüber den betroffenen Schülerinnen und

Personensorgeberechtigten in einer Weise, das andere Personen hierüber keine Kenntnis erhalten.

Schülern sowie deren



Stellt Testraum, Tische, Testkits und gesonderter Mülleimer und Schutzausrüstung (FFP2-Masken, Gummihandschuhe, Schutzkittel) zur Verfügung. Dokumentiert die Erklärung.

Dokumentiert die Ergebnisse schulintern (ohne Namen).

Informiert im positiven Fall das zuständige Gesundheitsamt und stellt die Bescheinigung über das Testergebnis zur Vorlage für die PCR-Testung aus.